

La seguridad

no conoce alternativas



y estamos aquí para satisfacerlas

Estas son las tres innovaciones que garantizan la seguridad general del proceso de pesaje:

- SmartSens
- SmartGrid
- SmartScreen


METTLER TOLEDO cambia el mundo de las balanzas analíticas. SmartSens, SmartGrid y SmartScreen: tres innovaciones reunidas en una sola balanza que garantizan la seguridad del proceso de pesaje. Proporcionan una protección óptima para el usuario, con una capacidad de medición nunca vista, total seguridad de los datos y trazabilidad sin excepciones.

El resultado es la obtención de procesos seguros, mayor rapidez y reducción de costes.

Excellence Plus XP: mejores resultados unidos a una mayor seguridad.







SmartSens



SmartGrid



SmartScreen

Péselos con seguridad y sin pérdidas

SmartSens para una operación limpia y protegida del viento

¡Ábrete sésamo! Gracias a SmartSens podrá pesar sin tocar la balanza. Tarar, abrir la puerta, cerrar, pesar, imprimir: todo se produce automáticamente y sin contacto. Puede concentrarse totalmente en la muestra y pesar materiales preciosos o peligrosos de forma segura y sin pérdidas.

Excellence Plus XP con SmartSens:

le protege tanto a usted como a sus muestras.






Distintos contenedores de muestras: pesaje directo y rápido

SmartGrid proporciona una gran rapidez y un alojamiento seguro.

SmartGrid, el plato de pesaje con estructura de rejilla, ofrece un mínimo espacio de actuación para las turbulencias en la zona de pesaje. Las influencias del entorno que no dejan en paz la indicación de pesaje quedarán eliminadas. El resultado es: una reacción inmediata de la indicación, con resultados de medición al segundo. Los reboses se evitan fácilmente y las pesadas reducidas se hacen aún más pequeñas, lo que es sumamente importante al pesar materiales preciosos. El ErgoClips le permitirá colocar cualquier contenedor de forma segura: Para que nada impida el correcto pesaje de la muestra.

Excellence Plus XP con SmartGrid: pesadas seguras a la máxima velocidad. Así ahorrará el doble: gracias a un rendimiento superior de la muestra y a una mayor productividad.











La obtención de un resultado de pesaje erróneo debido a la carga estática del contenedor de muestra se evita gracias al efecto Faraday de la cesta de rejilla.





Si surge algún inconveniente, las sustancias derramadas caen en la bandeja colectora situada debajo, gracias al SmartGrid. No permiten que se produzcan errores de pesaje y pueden eliminarse de forma sencilla.




Garantiza una operación segura: para unos procesamientos impecables y unos datos sin errores

SmartScreen garantiza el control total

La SmartScreen o pantalla inteligente es el cerebro del Excellence Plus XP. Disponible en siete idiomas y con codificación en color. Sencillo y explicativo. Con el confort que proporciona una pantalla táctil y los perfiles configurables por separado para hasta ocho usuarios o tareas. Así se ahorra tiempo y se evitan fallos.

Excellence Plus XP con SmartScreen:

Una operación sencillísima. Para conseguir una seguridad de los datos infalible manteniendo una total conformidad.





Un perfil superior se mire por donde se mire. Hasta ocho usuarios pueden guardar su configuración individual en su propio idioma incluyendo su perfilcromático.



3.92635 g

Recipe ID

Puede guardar hasta ocho

tareas. Mediante las tolerancias de error definidas en cada caso. Protegido mediante contraseña. La manipulación indebida queda descartada. Es posible pasar de tarea a tarea evitando así tiempos de inproductividad.

Claramente documentado.

Trazabilidad a la perfección. El objeto, el momento, el modo y la persona responsable del pesaje pueden configurarse sin problemas y







Balanza de precisión XP: para las muestras más pequeñas

- Única en el mercado que ofrece las medidas de: 52 g x 1 µg
- Peso mínimo de muestra según USP, tan bajo cómo 2.1 mg
- Dosificación directa de muestras pequeñas en contenedores de grandes taras
- Si no se transfiere la muestra, significa que no se han perdido sustancias valiosas

Cuando se trata de pesar muestras pequeñas, no dejamos oportunidad alguna. Nuestra micro-balanza XP56, ofrece una capacidad única mundial de 52 g con 1 µg de legibilidad, permite los pesos mínimos de muestra según USP, tan bajos cómo 2.1 mg para un rendimiento máximo de sus sustancias y para ahorrar costes sustanciales.

Además, la XP56, le permite dosificar sus muestras directamente en contenedores de tara que ayudan a evitar errores en la transferencia de la muestra. El resultado: certidumbre máxima de la medida y reducción del riesgo de contaminación.

Operación automática de la pared protectora de corrientes de aire interior y exterior. La pared protectora exterior se abre en horizontal y la pared protectora interior en vertical.





Fácil limpieza

La pared protectora interior se desmonta de forma rápida y sencilla.





Seguridad garantizada

gracias a sus funciones de señalización integradas


La función Balance Check elimina todos los factores de riesgo.

- User Management (administración del usuario)
- Sistema de ajuste automático proFACT

La pesada de precisión es el punto de partida de muchos procesos del laboratorio. Si no se mantienen los niveles límite definidos ello puede tener consecuencias adversas en ámbitos sometidos a regulación. Los rangos de medición deben repetirse y se pierden sustancias preciosas. Los valores no válidos pueden causar la parada de la producción. Se generan costes innecesarios.

Gracias a las funciones de aviso MinWeigh y LevelControl, el User Management (administración del usuario) y el sistema de ajuste automático proFACT estos riesgos quedan eliminados. Así desaparece el peligro de la superación de los valores límite.

Excellence Plus XP: Garantiza su seguridad durante el pesaje.



¿Balanza de factores de riesgo?

Balance Check y sistema de ajuste automático proFACT Si lo desea es posible utilizar el Balance Check automático para comprobar la seguridad de medición con una pesa externa y siempre que el procedimiento operativo estándar lo requiera. Dentro de los intervalos de comprobación, el sistema automático de ajuste proFACT garantiza la no superación de los valores límite. En el History File o archivo de historia se guardan los últimos 50 ajustes realizados.



Pesas OIML

Para la supervisión sistemática de medios de ensayo y medición METTLER TOLEDO ofrece una amplia gama de pesas OIML.

www.mt.com/weights



¿Factor de riesgo para las personas?

¡Función de aviso MinWeigh! ¿El pesaje es inferior a la tolerancia de error definida? MinWeigh avisa claramente mediante el LED rojo de que el resultado no es válido.

User Management

Todas las tareas y funciones pueden dotarse de derechos de o usuarios no utilizadas pueden desactivarse. La manipulación indebida quedará así excluida totalmente.

proFACT

pesas integradas.

acceso individuales. Las funciones

9.00


Off

Off

Ajuste de tiempo y temperatura y linearización mediante las dos

¿Factor de riesgo del entorno?

Función de aviso LevelControl ¿Se ha desajustado la balanza al limpiarla? ¿No está nivelada y por ello el pesaje es impreciso? LevelControl emite una señal acústica de aviso y envía una orden a la indicación sobre cómo se debe nivelar.




Time 1

Time Z.

Time 3.

1/2





- D. Observar la nivelación y corregirla si fuera necesario





LabX pro es compatible con 21 CFR Parte 11 y permite la integración a la red

LabX pro balance es una solución competente compatible con PC para la gestión y el control de balanzas. El software permite la incorporación total en red de todas las balanzas conectadas y una integración inalámbrica en sistemas de información de laboratorio (hosts de laboratorio). LabX no sólo permite guardar los datos de pesaje relevantes en una base de datos central sino que permite la supervisión del estado y de los ajustes de cualquier balanza conectada. El usuario puede registrarse directamente desde la balanza en el sistema y realizar tareas de pesaje sin tocar ningún PC. LabX pro también es compatible con todas las tareas comprendidas según la norma 21 CFR parte 11.

LabX light: gestión sencilla de los datos de pesaje

LabX light balance es una solución de fácil manejo que permite conectar la balanza a un PC. La aplicación LabX light balance, además de ofrecer una gran variedad de opciones de recopilación de datos, permite editar y controlar los ajustes de la balanza. Si es necesario procesar los datos recopilados en otro programa como, p..ej. Excel, LabX posee las interfaces adecuadas para ello.

G (P205 DVLab Date / Time Final weighing g) 89 6.14.05 3:01:43 PM 86 3:02:28 PM 6.14.05 3:03:15 PM 6.14.05 6.14.05 3:04:10 PM 81 6.14.05 3:05:09 PM 86 6.14.05 3:06:06 PM 82 6.14.05 3:07:02 PM





Elimina la carga electrostática

Kit antiestático integrado

Kit antiestático integrado

¿El mismo material de pesaje y distintos valores de pesaje en la indicación de pantalla? Este fenómeno es conocido. La explicación en la mayoría de los casos es sencilla: las muestras con carga electrostática dan resultados imprecisos. Gracias al ionizador integrable, la carga electrostática del objeto quedará neutralizada de inmediato. Los factores que causan errores de medición quedan eliminados.

Totalmente integrable, sin dispersión y de alta rapidez

Este ionizador totalmente integrable genera iones de carga positiva y negativa. Estos eliminan de inmediato la carga electrostática que causa el error. El sistema no causa ninguna dispersión en el material de pesaje, un riesgo existente en los productos comercializados en el mercado. Las sustancias tóxicas ya no pueden afectar al usuario. La contaminación en cruz de las muestras queda excluida. El kit antiestático garantiza unos pesajes de precisión en las condiciones más difíciles.





www.mt.com/labx

Equipamiento estándar

- SmartSens, sensor para la operación sin contacto
- SmartGrid, bandeja de pesaje con estructura de rejilla para unos resultados rápidos y estables
- SmartScreen, visualización en color para una operación segura y sencilla
- Cesta pequeña ErgoClip o cesta micro ErgoClip (en los modelos XP56/XP26). Soporte de recipiente de pesaje para un pesaje ergonómico
- MinWeigh envía una señal de advertencia cuando no se alcanza la pesada mínima. (El ajuste de la pesada mínima viene realizado de fábrica por nuestros técnicos)
- UserManagement para proporcionar derechos de acceso
- LevelControl envía una señal de aviso cuando la balanza no está nivelada
- BalanceCheck, solicitud automática de comprobación con pesas externas

- ProFACT, ajuste y linearización de la temperatura automática o controlada por temporizador
- Siete aplicaciones distintas con guiado por el usuario (incluyendo ajuste de espesor, valoración estadística, formulación y pesaje diferencial)
- Protocolos individuales definibles con hasta 4 ID
- Interfaz RS232 integrada y dos salidas auxiliares
- Bahía para una segunda interfaz (7 opciones)
- Protección interior contra corrientes de aire de altura regulable
- Puertas protectoras frente a corrientes de aire accionadas mediante motor
- Protector contra corrientes de aire desmontable para una fácil limpieza
- El terminal de la balanza puede montarse por separado
- Tapa de protección del terminal
- Certificado de producción

ErgoClips para balanzas de análisis XP



Probeta de base redonda ErgoClip 11106746



Cesta pequeña ErgoClip 11106747



Bandeja de pesaje ErgoClip 11106748



Probeta ErgoClip 11106764



Tubo ErgoClip 11106784



Cesta para matraz ErgoClip 11106883

Balanza de análisis XP

Datos técnicos (valores máximos)	XP105DR	XP205	XP205DR	XP204	XP504
Carga máxima	120 g	220 g	220 g	220 g	520 g
Carga máxima del rango de precisión	31 g	_	81 g	_	_
Precisión de indicación	0.1 mg	0.01 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
Precisión de medición en el rango de precisión	0.01 mg	_	0.01 mg	_	_
Reproducibilidad (en el caso de la carga nominal)	0.06 mg (100 g)	0.03 mg (200 g)	0.06 mg (200 g)	0.07 mg (200 g)	0.12 mg (500 g)
– (en el caso de carga baja)	0.05 mg (10 g)	0.015 mg (10 g)	0.05 mg (10 g)	0.05 mg (10 g)	0.1 mg (10 g)
- (en el caso de carga baja) en el rango de precisión	0.015 mg (10 g)	_	0.015 mg (10 g)	_	_
Linealidad	0.15 mg	0.1 mg	0.15 mg	0.2 mg	0.4 mg
Desviación de la carga en una esquina (carga de prueba) 1)	0,2 mg (50 g)	0.2 mg (100 g)	0.25 mg (100 g)	0.25 mg (100 g)	0.4 mg (200 g)
Desviación de sensibilidad	4x10 ⁻⁶ -Rnt	2x10 ⁻⁶ ·Rnt	2.5x10 ⁻⁶ ⋅Rnt	3x10 ⁻⁶ ·Rnt	3x10 ⁻⁶ ·Rnt
Desviación de temperatura de la sensibilidad 2)	1x10-6/°C-Rnt	1x106/°C-Rnt	1x10-6/°C⋅Rnt	1x10-6/°C-Rnt	1x10-6/°C-Rnt
Estabilidad de la sensibilidad 3)	1x10 ⁻⁶ /a∙Rnt	1x10−6/a·Rnt	1x10 ⁻⁶ /a∙Rnt	1x10 ⁻⁶ /a∙Rnt	1x10 ⁶ /a∙Rnt
Frecuencia de refresco de la interfaz	23/s	23/s	23/s	23/s	23/s

Datos típicos para determinar la incertidumbre de medición

Reproducibilidad* (sd)	0.04 mg+1x10 ⁻⁷ ·Rgr	0.007 mg+6x10 ⁻⁸ ·Rgr	0.04 mg+5x10 ⁻⁸ ·Rgr	0.04 mg+5x10 ⁻⁸ ·Rgr	0.04 mg+6x10 ⁻⁸ ·Rgr
Reproducibilidad en el rango de precisión* (sd)	0.007 mg+1.5x10 ⁻⁷ ·Rgr	_	0.007 mg+1.2x10 ⁻⁷ -Rgr	_	_
No linearidad diferencial (sd)	$\sqrt{2.5x10^{-11}g \cdot Rnt}$	$\sqrt{5x10^{-12}g \cdot Rnt}$	$\sqrt{1.2x10^{-11}g \cdot Rnt}$	$\sqrt{2x10^{-11}g \cdot Rnt}$	$\sqrt{5x10^{-11}g \cdot Rnt}$
Carga en una esquina diferencial (sd)	1x10 ⁻⁶ ⋅Rnt	5x10 ⁻⁷ ·Rnt	5x10 ⁻⁷ -Rnt	6x10 ⁻⁷ -Rnt	5x10 ⁻⁷ -Rnt
Desviación de sensibilidad (sd) ²⁾	1x10-6.Rnt	5x10 ⁻⁷ ·Rnt	8x10 ⁻⁷ -Rnt	1x10-6-Rnt	6x10 ⁻⁷ ·Rnt
Pesada mínima (según la farmacopea estadounidense o USP)	21 mg +4.5x10 ⁻⁴ ·Rgr	21 mg+1.8x10 ⁻⁴ -Rgr	21 mg+3.6x10 ⁻⁴ ·Rgr	120 mg+1.5x10 ⁻⁴ ·Rgr	120 mg+1.8x10 ⁻⁴ -Rgr
Pesada mínima* (U=1%, 2 sd)	1.4 mg +3.0x10 ⁻⁵ ·Rgr	1.4 mg+1.2x10 ⁻⁵ ·Rgr	1.4 mg +2.4x10 ⁻⁵ ·Rgr	8 mg+1x10 ⁻⁵ -Rgr	8 mg+1.2x10 ⁻⁵ -Rgr
Tiempo de respuesta	1.5s	2.5s	1.5s	1.5s	1.5s
Tiempo de respuesta en el rango de precisión	4s	6s	4s	4s	4s

- 1) Según OIML R76
- 2) En el rango de temperatura de 10 a 30 °C
- 3) Estabilidad de la sensibilidad con el autoajuste proFACT activado
- 4) Incluyendo la manipulación de la prueba y el tiempo de respuesta

sd: Desviación estándar Rgr: Peso bruto Rnt: Peso neto (pesada)

a: Año





¡Conexión garantizada! Ob Bluetooth, Ethernet, USB o simplemente RS232: El XP garantiza la conexión.



Conexión inalámbrica a la balanza con la impresora Bluetooth BT-P42.

Encontrará información detallada en la página web www.mt.com/XP-analytical





Puerta MinWeigh de protección exterior contra corrientes de aire 11106749

ErgoClips para balanzas de precisión XP



Cesta ErgoClip 11107889



Matraz ErgoClip Flask micro, con alargador 11107879



Puerta MinWeigh micro de protección interior contra corrientes de aire 11107869

Balanzas de precisión XP

XF	504DR
52	0 g
10	1 g
1 1	mg
0.	1 mg
0.0	6 mg (500 g)
0.	5 mg (10 g)
0.	1 mg (10 g)
0.9	5 mg
0.8	5 mg (200 g)
4x	10 ⁻⁶ ⋅Rnt
1x	10 ⁻⁶ /°C⋅Rnt
1x	10 ⁻⁶ /a∙Rnt
23	/s
	·

0.4 mg+2x10 ⁻⁷ ·Rgr
0.04 mg+2.0x10 ⁻⁷ ·Rgr
$\sqrt{8x10^{-11}g \cdot Rnt}$
5x10 ⁻⁷ ⋅Rnt
8x10 ⁻⁷ ⋅Rnt
120 mg+6x10 ⁻⁴ ·Rgr
8 mg+4x10 ⁻⁵ -Rgr
1.5s
3.5s

Datos tecnicos (valores maximos)	XP26	XP26DR	XP56	XP56DR
Carga máxima	22 g	22 g	52 g	52 g
Carga máxima del rango de precisión	_	5.1 g	_	11 g
Precisión de indicación	0.001 mg	0.01 mg	0.001 mg	0.01 mg
Precisión de medición en el rango de precisión	_	0.002 mg	_	0.002 mg
Reproducibilidad (en el caso de la carga nominal)	0.0025 mg (20 g)	0.008 mg (20 g)	0.006 mg (50 g)	0.014 mg (50 g)
- (en el caso de carga baja)	0.0015 mg (1 g)	0.005 mg (1 g)	0.0015 mg (1 g)	0.006 mg (1 g)
- (en el caso de carga baja) en el rango de precisión	_	0.002 mg (1 g)	_	0.002 mg (1 g)
Linealidad	0.006 mg	0.01 mg	0.02 mg	0.03 mg
Desviación de la carga en una esquina (carga de prueba) 1)	0.02 mg (10 g)	0.025 mg (10 g)	0.03 mg (20 g)	0.035 mg (20 g)
Desviación de sensibilidad	4x10 ⁻⁶ -Rnt	5x10 ⁻⁶ -Rnt	2.5x10 ⁻⁶ ·Rnt	3x10 ⁻⁶ -Rnt
Desviación de temperatura con respecto a la sensibilidad 2)	1x10-6/°C-Rnt	1x10-6/°C-Rnt	1x10-6/°C-Rnt	1x10-6/°C-Rnt
Estabilidad con respecto a la sensibilidad 3)	1x10−6/a⋅Rnt	1x10 ⁻⁶ /a∙Rnt	1x10 ⁻⁶ /a⋅Rnt	1x10 ⁻⁶ /a·Rnt
Frecuencia de refresco de la interfaz	23/s	23/s	23/s	23/s

Datos típicos para determinar la incertidumbre de medición

Reproducibilidad* (sd)	0.0007 mg+4x10 ⁻⁸ ·Rgr	0.004 mg+5x10 ⁻⁸ -Rgr	0.0007 mg+6x10 ⁻⁸ ·Rgr	0.004 mg+6x10 ⁻⁸ -Rgr
Reproducibilidad en el rango de precisión* (sd)	_	0.0012 mg+1x10 ⁻⁷ -Rgr	_	0.0012 mg+1x10 ⁻⁷ -Rgr
No linearidad diferencial (sd)	$\sqrt{1.2x10^{-13}g \cdot Rnt}$	$\sqrt{3x10^{-13}g \cdot Rnt}$	$\sqrt{5x10^{-13}g \cdot Rnt}$	$\sqrt{1.2x10^{-12}g \cdot Rnt}$
Carga en una esquina diferencial (sd)	3x10 ⁻⁷ -Rnt	4x10 ⁻⁷ -Rnt	3x10 ⁻⁷ -Rnt	4x10 ⁻⁷ ·Rnt
Desviación de la sensibilidad (sd) ²)	1x10-6-Rnt	1.2x10-6-Rnt	6x10 ⁻⁷ -Rnt	8x10-7-Rnt
Pesada mínima* (según la farmacopea estadounidense o USP)	2.1 mg+1.2x10 ⁻⁴ -Rgr	3.6 mg+3x10 ⁻⁴ ·Rgr	2.1 mg+1.8x10 ⁻⁴ -Rgr	3.6 mg+3x10 ⁻⁴ -Rgr
Pesada mínima* (U=1%, 2 sd)	0.14 mg+8x10 ⁻⁶ ·Rgr	0.24 mg+2x10 ⁻⁵ .Rgr	0.14 mg+1.2x10 ⁻⁵ .Rgr	0.24 mg+2x10 ⁻⁵ -Rgr
Tiempo de respuesta	3.5s	2.5s	3.5s	2.5s
Tiempo de respuesta en el rango de precisión	_	3.5s	_	3.5s

^{*} La reproducibilidad y las pesadas mínimas pueden mejorarse siguiendo los consejos que se indican a continuación:

Accesorios

Impresora RS-P42 con conexión RS232	229265
Impresora BT-P42 con conexión Bluetooth inalámbrica	11132540
Pedal: conmutador para las funciones de la balanza	11106741
ErgoSens: sensorsin contacto para las funciones de pesaje	11132601
Cable alargador para el terminal de 4,5m	11600517
Accesorio de medición de espesores	11106706
Kit antiestático integrable completo	11107761
RS232-C (interfaz)	11132500
Bluetooth BTS Single point (interfaz)	11132535
Bluetooth BT Multi point (interfaz)	11132530
Ethernet (interfaz)	11132515

Conexión para teclado PS/2 (interfaz)	11132520
LocalCAN (interfaz)	11132505
Cable RS9-RS9 (m/f), 1m	11101051
Cable LC-RS9 para LocalCAN	229065
Kit de medición ErgoClip	11106707
PC-Volume Opción 1	21900791
Evaporation trap, PC-Volume Opción 2 XS/XP	21901263
PC-Volume Opción 3 XS/XP	21901264
Soporte para impresora	11106730
Kit SE XP-A con circuito electrónico separado	11106743
Cable USB	11600610

selección de parámetros adecuados de pesaje, selección de un lugar más idóneo, utilización de menores recipientes de pesaje

1) Según OIML R76 2) En un rango de temperatura de 10 a 30 °C 3) Estabilidad de la sensibilidad desde la primera puesta en marcha con dispositivo de ajuste automático FACT conectado sd: Desviación estándar Rgr: Peso bruto Rnt: Peso neto (pesaje) a: año

Servicio XXL

Conformidad y seguridad de funcionamiento

Trabaje de forma eficaz y segura desde el primer día con una balanza que cumple los estándares de calidad más elevados. METTLER TOLEDO le ofrece soluciones hechas a medida para trabajar en un entorno controlado.







EQ-Pac - Combinación de conformidad y eficacia.

La solución completa para la cualificación del equipo. Esta solución aúna en un paquete todos los principales procesos IQ/OQ/PQ/MQ, los servicios correspondientes y la documentación necesaria. Para ejecutar de forma rápida y eficiente la cualificación de diseño antecedente, se recomienda aplicar el protocolo METTLER TOLEDO DQ junto al EQ Pac.

IPac – garantizar una instalación que cumple todos los estándares de calidad.

Listo para funcionar de inmediato. Con el IPac se asegurará de contar con una instalación profesional y que a la vez cumple con los principales protocolos de calidad (IQ/OQ). Los IPacs son especialmente idóneos para integrar la balanza de pesaje en un sistema de gestión de calidad existente.

Servicio XXL – un servicio con valor adicional

Para la seguridad de funcionamiento diaria METTLER TOLEDO ofrece servicios personalizados de servicio y mantenimiento para conservar siempre su balanza en un estado óptimo. Nuestra amplia red de servicio técnico cuenta con más de 1200 técnicos, los cuales han recibido la mejor formación en nuestras instalaciones para proporcionarle las soluciones técnicas más económicas. Consulte a su distribuidor local METTLER TOLEDO.

www.mt.com

Para obtener más información

Mettler Toledo, S.A.E. Miguel Hernández, 69-71 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 223 76 00 Fax: +34 93 223 76 01 www.mt.com

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. © 03/2012 Mettler-Toledo GmbH Impreso en Suiza 11795511 MCG MarCom Greifensee



Certificado de calidad

desarrollo, producción y comprobación según ISO 9001.



Sistema de gestión medioambiental según ISO 14001.



"Comunidad Europea"

Este símbolo garantiza que nuestros productos cumplen las directivas más recientes.