

## Temel İhtiyaçlarınız İçin Sorunsuz Tartım



### Pratik Şekilde Dokunmatik Çalışma

Cihazın büyük 4,5 inç renkli TFT dokunmatik ekranında yer alan açıklayıcı simgeler ve kolay anlaşılır kılavuz, kullanıcıların kumaş/kauçuk eldivenle bile hızlı çalışabilmesini sağlar. Birçok dil seçeneği olan metin ve grafikler, tartım prosedürlerinizin her adımında size yol gösterir.



### Garantili Doğruluk

FACT teknolojisine sahip Elektromanyetik Kuvvet Dengeleme (EMFC) tartım hücresi, ortam sıcaklığında değişiklik olduğunda teraziye otomatik olarak ayarlayarak sonuçlarınızın doğru ve güvenilir olmasını sağlar. Dâhilî aşırı yük koruması, terazi ömrünün uzamasına yardımcı olur.



### Kullanımı Kolay

Otomatik ağırlık kontrol tartımı, toplama ve formülasyon özelliklerini de içeren on gömülü uygulama, kullanıcıların hemen çalışmaya başlamalarını sağlar. Numune kodları ve parola koruması, ayarların yetkili personel dışındakiler tarafından değiştirilmesini önler.



### Kolay Veri Kullanımı

Birden fazla arayüz; kolay izlenebilirlik ve veri kullanımı için barkod okuyucu, yazıcı ve PC bağlantılarını destekler. Opsiyonel Bluetooth adaptörü ile birlikte USB ve RS232 bağlantısı, veri yüklemeyi ve aktarmayı kolaylaştırır.



### ME-T Hassas Terazileri

#### Temel İşlevsellik, Güçlü Performans

İster fabrika ortamında ister laboratuvarında çalışıyor olun, her zaman doğru ve güvenilir sonuçlar için temel tartım işlevlerini kullanım kolaylığı ile birleştiren bir teraziye ihtiyacınız vardır.

METTLER TOLEDO'nun ME-T hassas terazileri, rutin tartım prosedürleri için idealdir. Pratik dokunmatik ekran, günlük işleri mümkün olduğunca kolaylaştırır; dâhilî özellikler ise operatörlerin doğruluk, tekrarlanabilirlik ve izlenebilirlikle tartım yapmak için ihtiyaç duydukları her şeyi verir.

Metel taban gövde ve yüksek kaliteli kaplama yüzeyi, ME-T'yi zorlu ortamlar için yeterince sağlam kılar; pürüzsüz yüzeyleri ise bakım ve temizliği kolaylaştırır. Bu çok yönlü terazi, yüksek performanslı ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır!

Teknik Özellikler	ME103T	ME203T	ME303T	ME403T	ME503T	ME603T	ME1002T	ME2002T	ME3002T	ME4002T	ME5002T	ME6002T	ME4001T
<b>Sınır Değerleri</b>													
Kapasite	120 g	220 g	320 g	420 g	520 g	620 g	1.200 g	2.200 g	3.200 g	4.200 g	5.200 g	6.200 g	4.200 g
Nominal yük	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	1.000 g	2.000 g	3.000 g	4.000 g	5.000 g	6.000 g	4.000 g
Okunabilirlik	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	100 mg
Tekrarlanabilirlik (%5 yükte)	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	100 mg
Doğrusallık sapması	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	200 mg
<b>Normal Değerler</b>													
Tekrarlanabilirlik (%5 yükte)	0,7 mg	0,7 mg	0,7 mg	0,7 mg	0,7 mg	0,7 mg	7 mg	7 mg	7 mg	7 mg	7 mg	7 mg	70 mg
Doğrusallık sapması	0,6 mg	0,6 mg	0,6 mg	0,6 mg	0,6 mg	0,6 mg	6 mg	6 mg	6 mg	6 mg	6 mg	6 mg	70 mg
Hassasiyet dengesi (nominal yükte) <sup>1)</sup>	2 mg	2 mg	2 mg	3,5 mg	3,5 mg	5 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	50 mg	240 mg
Minimum ağırlık (USP, tolerans = %0,10) <sup>2)</sup>	1,4 g	1,4 g	1,4 g	1,4 g	1,4 g	1,4 g	14 g	14 g	14 g	14 g	14 g	14 g	140 g
Minimum ağırlık (tolerans = %1)	140 mg	140 mg	140 mg	140 mg	140 mg	140 mg	1,4 g	1,4 g	1,4 g	1,4 g	1,4 g	1,4 g	14 g
Tartıma hazır olma süresi	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1,5 sn	1 sn
<b>Boyutlar</b>													
Tartım kafesi (mm)	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	180×180	180×180	180×180	180×180	180×180	180×180	180×180
Terazi boyutları, G×D×Y (mm)	210×319×289	210×319×289	210×319×289	210×319×289	210×319×289	210×319×289	200×319×100	200×319×100	200×319×100	200×319×100	200×319×100	200×319×100	200×319×100

Tüm modellerin ticarete uygun türleri mevcuttur. Dâhilî test ağırlıkları olmayan modeller de mevcuttur (ExCal).

<sup>1)</sup> dâhilî ağırlıkla ayarlandıktan sonra

<sup>2)</sup> %5 yükte belirlenmiş, k = 2

## Özellikler

<b>Doğru Sonuçlar</b>	Elektromanyetik Kuvvet Dengeleme (EMFC) FACT otomatik dâhilî ayarlama Metal taban OIML/NTEP onaylı
<b>Verimli Çalışma</b>	Parlak, 4,5 inç, renkli TFT dokunmatik ekran 10 dâhilî uygulama Ön seviye göstergesi İstatistiksel veri analizi Aşırı yük koruması
<b>Kalite</b>	En fazla 4 numune kodu girilebilir Parola koruması 15 dil desteği
<b>Bağlanabilirlik</b>	3 arayüz: USB cihaz, USB ana bilgisayar, RS232 Bluetooth opsiyonu Dâhilî PC Direct işlevi, kolay veri aktarımı sağlar



METTLER TOLEDO teraziler, hemen hemen her uygulamanın gerekliliklerini karşılamak üzere, aksesuar ve çeşitli cihazlarla özelleştirilebilir. Dikkatlice tasarlanan aksesuarlarımız, bir yandan çalışmanızı daha kolay ve rahat hâle getirirken bir yandan da verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

► [www.mt.com/lab-accessories](http://www.mt.com/lab-accessories)

**METTLER TOLEDO Grup**  
Laboratuvarında Tartım  
İletişim: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

[www.mt.com/met-precision](http://www.mt.com/met-precision)

Daha fazla bilgi için

Bu dokümanda teknik değişiklikler yapılabilir  
© 09/2021 METTLER TOLEDO. Tüm hakları saklıdır  
30622945B  
Group MarCom RITM672608 AG/IK